

Spettroscopia infrarossa o spettroscopia IR (FT-IR)
Protocollo di manutenzione preventiva e verifica funzionale:

MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLO STRUMENTO

LISTA DI CONTROLLO

- ☐ Verifica conformità condizioni ambientali
- ☐ Verifica sistemi sicurezza
- ☐ Danni visivi (se sì, descrivere).
- ☐ Verificare l'integrità dell'involucro e delle parti dell'apparecchio
- ☐ Verificare l'integrità di spie e comandi
- ☐ Verifica dell'integrità dei dispositivi di connessione alla rete elettrica (spine, cavi, connettori, etc..)
- ☐ Verifica dell'integrità dei dispositivi di parti applicate, se presenti
- ☐ Verifica silenziosità ventole
- ☐ Pulire l'interno e l'esterno degli strumenti
- ☐ Controllare la tensione di alimentazione:
- ☐ Pulire tutti le ventole e i filtri
- ☐ Verificare i collegamenti elettrici/pneumatici e idraulici fra i moduli.
- ☐ Controllare se ci sono perdite
- ☐ Verificare la pulizia del vano campioni
- ☐ Verificare la pulizia delle finestre del vano campione
- ☐ Rimuovere la polvere o sporcizia delle schede elettroniche.

MANUTENZIONE PREVENTIVA ACCESSORI

Microscopio

- ☐ Stato dell'ottica ed eventuale pulizia
- ☐ Qualità dell'immagine visibile
- ☐ Funzionalità dello stage portacampioni

Autosampler/Sipper

- ☐ Verifica dell' inizializzazione
- ☐ Verifica di ripetibilità

ATR(Uatr Hatr ecc..)

- ☐ Stato dell'ottica ed eventuale pulizia

RIFLETTANZA (Diffusa, Speculare ecc..)

- ☐ Stato dell'ottica ed eventuale pulizia

VERIFICA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI DI BUON FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO:

- ☐ Verificare l'efficienza delle sorgenti IR e Laser
- ☐ Verificare la data cambio / rigenerazione degli essicanti.
- ☐ Verificare il segnale e l'eventuale fase del laser
- ☐ Verificare l'allineamento e le calibrazioni interferometro
- ☐ Verificare il valore di energia IR
- ☐ Verificare l'ampiezza dell'interferogramma
- ☐ Verifica background strumentale
- ☐ Verifica accuratezza lunghezza d'onda
- ☐ Verifica capacità di risoluzione strumentale
- ☐ Verifica stabilità linea di base
- ☐ Verifica rapporto segnale / rumore

VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI:

Microscopio

- ☐ Energia IR (trasmissione, riflessione,ATR)
- ☐ Rapporto segnale disturbo in trasmissione
- ☐ Linearità (cut-off)

Autosampler/Sipper

- ☐ Rapporto segnale disturbo Linearità (cut-off) solo MCT detector

ATR(Uatr Hatr ecc..)

- ☐ Energia IR
- ☐ Forma del Background
- ☐ Rapporto segnale disturbo

RIFLETTANZA (Diffusa, Speculare ecc..)

- ☐ Energia IR
- ☐ Forma del Background
- ☐ Rapporto segnale disturbo

VERIFICA FUNZIONALE FINALE DEL SISTEMA

- ☐ Verifica finale del sistema operando secondo criteri e modalità previste da un metodo di prova individuato dal Responsabile del laboratorio o da persona da lui delegata