

# Manutenzione preventiva su MOLINO DA LABORATORIO

## Lista Operazioni

Controllo stabilità meccanica dell'apparecchiatura

Lubrificazione delle parti mobili

Controllo integrità targa ed etichettatura

Controllo funzionamento luci, indicatori, spie luminose, display e similari

Controllo integrità cordone di alimentazione, spina di alimentazione,  
eventuali prese elettriche ausiliarie e messa a terra

Controllo integrità dell'involucro dell'apparecchiatura

Controllo funzionamento comandi diretti di attivazione e regolazione

Controllo integrità parti in gomma

Controllo integrità supporti

Controllo fusibili

Pulizia apparecchiatura

Controllo usura parti meccaniche

Controllo guaine, guarnizioni, membrane o parti di tenuta

Prova di funzionamento

**Note** \_\_\_\_\_

**ESITO MANUTENZIONE SU Molino da Laboratorio** \_\_\_\_\_