

Manutenzione preventiva su INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA

Lista Operazioni

Pulizia apparecchiatura

Controllo integrità dell'involucro dell'apparecchiatura

Controllo funzionamento comandi diretti di attivazione e regolazione

Controllo integrità supporti

Controllo accessori (se disponibili)

Controllo stabilità meccanica dell'apparecchiatura

Controllo tubi

Controllo guaine, guarnizioni, membrane o parti di tenuta

Controllo integrità ruote e freni

Controllo funzionamento luci, indicatori, spie luminose, display e similari

Controllo fusibili

Pulizia sistema di raffreddamento

Controllo stato elemento riscaldante

Controllo elemento riscaldante o gruppo radiante

Controllo motoventilatori di raffreddamento o di circolazione aria

Controllo funzionamento ventola e pulizia filtro dell'alimentatore

Note _____

ESITO MANUTENZIONE SU Incubatore ad CO₂ _____